



Dr. Becher GmbH
Vor den Specken 3
30926 Seelze

Tel.: +49(0)5137/9901-0
www.drbecher.de
info@becherdr.de

Tiefkühlzellen Reiniger

Anwendungsgebiete:

Tiefkühlzellen Reiniger ist ein konzentrierter, gebrauchsfertiger und parfümfreier Reiniger für Böden, Wände und Regale in Tiefkühlhäusern und Tiefkühlzellen.

Verpackte Lebensmittel können im Tiefkühlraum bleiben.



pH-Wert: sauer neutral alkalisch

Produkteigenschaften:

- kein Abtauen
- auf allen Materialien anwendbar
- wirksam bis -30° C
- konzentrierter, gebrauchsfertiger und parfümfreier Reiniger
- löst angetrocknete Fettverschmutzungen und Eiweißablagerungen

Anwendung:

Das Produkt unverdünnt auf Böden, Wände oder Regale auftragen. Je nach Verschmutzung und Eisschicht ca. 10-20 Minuten einwirken lassen. Hartnäckige Verschmutzung und Eisablagerungen benötigen eine längere Einwirkzeit. Bei Bedarf mit Reinigungsschwamm nachhelfen. Den gelösten Schmutz mit Abzieher entfernen. Tiefkühlzellen Reiniger nicht mit Wasser verdünnen!

Hinweis:

GHS07 Achtung
Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Aufrecht transportieren und lagern.

Inhaltsstoffe:

< 5% nichtionische Tenside



Dr. Becher GmbH
Vor den Specken 3
30926 Seelze

Tel.: +49(0)5137/9901-0
www.drbecher.de
info@becherdr.de

Seite 2

Tiefkühlzellen Reiniger

Artikel/Verpackung:

5l Kanister	EAN Kanister/VSE 4000602007809
Art. Nr.: 5l Kanister	1780000
Palette	93 Kanister
Gewicht Kanister	5,09kg